


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2A2 Para Wb E Elisa - P52657

Número do item: CM0028008



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GTF2A2 humano (TFIIA-gama, TFIIA-12, TFIIAS). Confirmado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de transcrição pela RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2A2 Coelho pAb
Observações/Apelido	TF2A2; TFIIA; T18745; TFIIAS; HsT18745; TFIIA-12; TFIIA-gama; GTF2A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2958
GeneID	2958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-109 do GTF2A2 humano (NP_004483.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P52657
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo