


Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2E2 Para Wb, Elisa - P29084

Número do item: CM0027163



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a subunidade beta do fator de iniciação da transcrição humana IIE (GTF2E2). É adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2E2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FE; TTD6; TF2E2; TFIIE-B; GTF2E2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2961
ID do Gene	2961
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-291 da GTF2E2 humana (NP_002086.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29084
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo