


Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2F2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Número do item: CM0025180



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GTF2F2 humano (TFIIF-beta), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo de complexos de fatores gerais de iniciação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2F2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2963
ID do Gene	2963
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-249 do GTF2F2 humano (NP_004119.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13984
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo