


Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2H1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32780

Número do item: CM0027620



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTF2H1 humano (p62, BTF2) para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de transcrição e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2H1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P62; BTF2; TFB1; TFIIH; GTF2H1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2965
ID do Gene	2965
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-425 do GTF2H1 humano (NP_001135779.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32780
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo