


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2H3 Para Wb, Ip, Elisa - Q13889

Número do item: CM0028737



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GTF2H3 humana, a subunidade do complexo central do TFIID (34kDa). Validado para WB, IP e ELISA; reage com espécies humanas e de camundongo. Ideal para o estudo de mecanismos de iniciação da transcrição e reparo por excisão de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	GTF2H3 Rabbit pAb
Observações/Alias	P34; BTF2; TFB4; TFIID; GTF2H3
Espécie	Humana
ID do Gene	2967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-308 da GTF2H3 humana (NP_001507.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q13889
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo