


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2H4 Para Wb, Elisa - Q92759

Número do item: CM0027624



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à GTF2H4 humana (subunidade p52 do TFIIH), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Uma ferramenta valiosa para pesquisa em transcrição e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GTF2H4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2968
GeneID	2968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da GTF2H4 humana (NP_001508.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92759
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo