

Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2l Para Wb, If/Icc, Elisa - P78347

Número do item: CM0013955



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GTF2I de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o fator de transcrição de 112 kDa essencial para a regulação de genes de imunoglobulina e pesquisas sobre a síndrome de Williams-Beuren.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2I Rabbit pAb
Observações/Apelido	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2969
GeneID	2969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-810 do GTF2I humano (NP_001157108.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78347
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco de gelo