

Anticorpo Policlonal Anti-Gtf2Ird1 Para Wb, Elisa - Q9Uhl9

Número do item: CM0027210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTF2IRD1, adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e diferenciação muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 660-959 do GTF2IRD1 humano (NP_057412.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHL9
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo