

Anti-Gtf2Ird1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uhl9

Número do item: CM0021707



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GTF2IRD1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa de regulação da transcrição, diferenciação muscular e síndrome de Williams-Beuren.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF2IRD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; domínio de repetição GTF2I contendo 1
Espécie	Humano
GeneID	9569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 660-890 do GTF2IRD1 humano (NP_057412.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9UHL9
Peso da Proteína	104kDa/106kDa/107kDa
Envio	Saco com gelo