

Anticorpo Policlonal Anti-Gtf3A Para Wb, Elisa - Q92664

Número do item: CM0028898

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GTF3A humano (Fator de transcrição IIIA), validado para Western blot e ELISA. Essencial para estudos sobre transcrição do gene 5S rRNA e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	AP2; TFIIA; GTF3A
Espécie	Humano
GeneID	2971
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GTF3A humano (NP_002088.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92664
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo