

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf3C3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y5Q9

Número do item: CM0020459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GTF3C3 humano (TFIIIC102, TFIIICγ). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta GTF3C3 de camundongo e rato. Adequado para estudos de transcrição pela RNA polimerase III.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF3C3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TFIIIC102; TFIIICgamma; TFIIIC2-102; GTF3C3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9330
GeneID	9330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do GTF3C3 humano (NP_036218.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5Q9
Peso Proteico	101 kDa
Envio	Bolsa de gelo