


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf3C4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Número do item: CM0025524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTF3C4 humano (TFIIIC90) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Validado em humano e rato. Essencial para a transcrição da RNA polimerase III e acetilação de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GTF3C4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KAT12; TFII90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9329
GeneID	9329
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 583-822 do GTF3C4 humano (NP_036336.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UKN8
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo