

Anticorpo Policlonais Anti-Gtf3C6 Para Wb, Elisa - Q969F1

Número do item: CM0016989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GTF3C6 humano (TFIIIC35, 24 kDa) para aplicações WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa de transcrição pela RNA polimerase III e do complexo TFIIIC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTF3C6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-213 da GTF3C6 humana (NP_612417.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q969F1
Peso Molecular da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo