


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtpbp1 Para Wb, Elisa - 000178

Número do item: CM0017807



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTPBP1 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Tem como alvo um fator de alongamento da tradução chave e uma proteína de controle de qualidade do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9567
GeneID	9567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-280 do GTPBP1 humano (NP_004277.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	000178
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo