


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtpbp10 Para Wb E Elisa - A4D1E9

Número do item: CM0019336



introdução

pAb de Coelho GTPBP10 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o GTPBP10 humano (ObgH2), uma GTPase nucleolar essencial para o amadurecimento do ribossomo. Ideal para estudos sobre arquitetura nucleolar e biogênese do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
Espécie	Humano
GeneID	85865
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-387 do GTPBP10 humano (NP_149098.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	A4D1E9
Peso da Proteína	43kDa

Envio