


Anticorpo Monoclonal Anti-Gtpbp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bze4

Número do item: CM0008328



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho GTPBP4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece GTPBP4 humano, uma GTPase nucleolar envolvida na biogênese ribossomal 60S e regulação de TP53. Adequado para pesquisas sobre câncer e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Espécie	Humano
GeneID	23560
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-92 do GTPBP4 humano (Q9BZE4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Acesso SWISS	Q9BZE4
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo