


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtpbp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Número do item: CM0021857



introdução

O pAb de Coelho GTPBP6 é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a expressão da proteína de ligação a GTP putativa 6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP6 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	PGPL; GTPBP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8225
GeneID	8225
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-350 do GTPBP6 humano (NP_036359.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43824
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo