

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtpbp8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

Número do item: CM0018879

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTPBP8 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a função da proteína de ligação a GTP 8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTPBP8 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HSPC135; GTPBP8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29083
GeneID	29083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 da GTPBP8 humana (NP_054889.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N3Z3
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo