


Anticorpo Policlonal Anti-Gtse1 Para Wb E Elisa - Q9Nyz3

Número do item: CM0017444



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GTSE1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo um regulador do ciclo celular envolvido na prisão G2/M.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTSE1 pAb Coelho
Observações/Apelido	B99; GTSE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51512
GeneID	51512
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-290 do GTSE1 humano (NP_057510.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYZ3
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo