

Anticorpo Policlonais Anti-Gtsf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ww33

Número do item: CM0019161

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GTSF1 para WB, IF/ICC, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Alvo do fator 1 específico de gametócitos, essencial para espermatogênese e silenciamento de retrotransposons. Peso molecular previsto de 19kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GTSF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Cue110; FAM112B; GTSF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121355
GeneID	121355
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da GTSF1 humana (NP_653195.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WW33
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo