

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Guanina Deaminase (Gda) Para Wb, Elisa - Q9Y2T3

Número do item: CM0030360



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GDA humana (guanina deaminase), adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar as vias de desaminação da guanina em pesquisas sobre metabolismo de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDA Rabbit pAb
Observações/Apelido	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
Espécie	Humano
GeneID	9615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-454 da GDA humana (NP_004284.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2T3
Peso Proteico	51kDa
Envio	Em saco de gelo