

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Guanylyl Ciclase Beta 1 (Gucy1B3) Para Wb E Elisa - Q02153

Número do item: CM0013653



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Guanylyl Ciclase beta 1 (GUCY1B3) humana, adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta a subunidade sintase de cGMP, o receptor de óxido nítrico. Disponível na CamelBio, sua parceira em matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Guanylyl Ciclase beta 1 (GUCY1B3)
Observações/Apelido	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Ciclase beta 1 (GUCY1B3)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2983
ID do Gene	2983
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Guanylyl Ciclase beta 1 humana (Guanylyl Ciclase beta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02153
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de gelo