


Anticorpo Policlonal Anti-Guca2A Para Wb E Elisa - Q02747

Número do item: CM0027802



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra guanilina humana (GUCA2A), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa gastrointestinal e estudos de sinalização de enterotoxinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GUCA2A Coelho pAb
Observações/Apelido	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2980
GeneID	2980
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-115 da GUCA2A humana (NP_291031.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02747
Peso Proteico	12kDa
Envio	Bolsa de Gelo