


Anticorpo Policlonal Anti-Guca2B Para Wb, Elisa - Q16661

Número do item: CM0027618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GUCA2B humana (uroguanylina, GCAP-II). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Útil para o estudo da sinalização da guanilato ciclase intestinal e do transporte de fluidos e eletrólitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GUCA2B Rabbit pAb
Observações/Alias	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	2981
GeneID	2981
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GUCA2B humana (NP_009033.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16661
Peso Proteico	12kDa
Envio	Gelo reciclável