

Anticorpo Policlonal Anti-Gucy1A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Número do item: CM0014466



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GUCY1A3 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização da guanilato ciclase solúvel.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GUCY1A3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
Espécie	Humano
ID do Gene	2982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do GUCY1A3 humano (NP_000847.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02108
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo