

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gucy2F Para Wb E Elisa - P51841

Número do item: CM0018418

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GUCY2F (Guanilil ciclase retinal 2), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de síntese de cGMP em células fotorreceptoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-GUCY2F
Observações/Apelidos	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2986
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-460 de GUCY2F humano (NP_001513.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P51841
Peso da Proteína	125kDa
Transporte	Bolsa de gelo