

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Guk1 Para Wb, Elisa - Q16774

Número do item: CM0031009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra guanilato quinase (GUK1) validado para Western blot e ELISA. Direciona-se ao GUK1 humano; imunógeno recombinante. Adequado para estudos de metabolismo de nucleotídeos, reciclagem de cGMP e ativação de pró-fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GUK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GMK; GUK1
Espécie	Humano
GeneID	2987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 da GUK1 humana (NP_000849.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16774
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo