

Anticorpo Policlonal Anti-Gulp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubp9

Número do item: CM0029370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GULP1 (CED6, GULP) para aplicações em WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Específico para estudos de fagocitose, apoptose e transporte lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GULP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51454
GeneID	51454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do GULP1 humano (NP_057399.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBP9
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo