

Anticorpo Policlonal Anti-Gw5 Para Wb, Elisa - A0A1D8Gzc0

Número do item: CM0022665

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GW5 validado para Western blot e ELISA. Detecta a proteína de ligação à calmodulina GW5 de *Oryza sativa* (~49 kDa). Ideal para pesquisa em arroz e aplicações de diagnóstico agrícola.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GW5 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	GW5
Espécie	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4338011
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 do GW5 de <i>Oryza sativa</i> (A0A1D8GZC0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	A0A1D8GZC0
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo