


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gyg1 Para Wb E Elisa - P46976

Número do item: CM0018118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra glicogenina-1 humana (GYG1), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de biossíntese de glicogênio e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GYG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GYG; GSD15; GYG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2992
GeneID	2992
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-333 do GYG1 humano (NP_001171649.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46976
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo