


Anticorpo Policlonal Anti-Gypb Para If/Icc, Elisa - P06028

Número do item: CM0016083



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a Glicoforina-B humana (GYPB/CD235b), uma sialoglicoproteína fundamental da membrana dos eritrócitos. Validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA, apoiando pesquisas sobre a estabilidade da membrana dos glóbulos vermelhos e os antígenos dos grupos sanguíneos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GYPB Rabbit pAb
Observações/Alias	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2994
GeneID	2994
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-91 da GYPB humana (NP_002091.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06028
Peso da Proteína	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo