


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gypb Para Wb, Elisa - P06028

Número do item: CM0028424



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Glicoforina-B humana (GYPB, CD235b), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de membrana de eritrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GYPB Rabbit pAb
Observações/Apelido	SS, GPB, GYP, MNS, GYPA, PAS-3, CD235b, GYPB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2994
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-91 da GYPB humana (NP_002091.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06028
Peso Proteico	10kDa

Envio