


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gzma Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P12544

Número do item: CM0012447



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Granzyma A humana (GZMA). Validado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos sobre piroptose mediada por células T citotóxicas e células NK, bem como morte de células-alvo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GZMA Rabbit mAb
Observações/Apelido	HFSP; CTLA3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3001
GeneID	3001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-262 da GZMA humana (NP_006135.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P12544
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo