


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gzma Para Wb, If/Icc, Elisa - P12544

Número do item: CM0028684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GZMA humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a granzima A, uma serina protease envolvida na piroptose e na citotoxicidade de células CTL/NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GZMA Rabbit pAb
Observações/Apelido	HFSP; CTLA3; GZMA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3001
GeneID	3001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-262 do GZMA humano (NP_006135.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12544
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo