

Anti-H2-Ab1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

Número do item: CM0021053

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o H2-Ab1 de camundongo (cadeia beta de classe II do MHC). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunologia e histocompatibilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	H2-Ab1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	14961
GeneID	14961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-219 do H2-Ab1 de camundongo (NP_996988.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06345
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo