


Anti-H3F3B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P84243

Número do item: CM0014965



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho H3F3B foi projetado para aplicações de WB e ELISA, reconhecendo especificamente a Histona H3.3 humana. Este anticorpo tem como alvo a variante da histona H3.3, sendo ideal para pesquisas sobre cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	H3F3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
Espécie	Humano
ID do Gene	3021
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 do H3F3B humano (NP_002098.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P84243
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo