

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-H3Q5Ser (Histona H3.1, P68431) Para Wb, If, Elisa

Número do item: CM0000083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H3.1 serotoninilada na Q5 (P68431). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética, estudos de cromatina e análise de modificações de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	H3Q5ser pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8350
GeneID	8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético serotoninilado em torno da Q5 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Em saco de gelo