

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-H6Pd Para Wb, Elisa - O95479

Número do item: CM0025961



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-H6PD para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína bifuncional GDH/6PGL no RE, apoiando a pesquisa da via das pentoses fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	H6PD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTD1; H6PD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9563
GeneID	9563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-200 da H6PD humana (NP_004276.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95479
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo