

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Habp4 Para Wb, Elisa - Q5Jvs0

Número do item: CM0020693

introdução

Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína 4 intracelular de ligação ao hialuronano, um regulador da hibernação ribossômica e da transcrição. Ideal para pesquisas sobre câncer e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HABP4 Rabbit pAb
Observações/Alíás	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Espécie	Humana
ID do gene	22927
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 50-150 da HABP4 humana (NP_055097.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q5JVS0
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Gelo reutilizável