

Anticorpo Policlonais Anti-Hace1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyu2

Número do item: CM0027412



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HACE1, validado em WB, IHC-P e ELISA. Reconhece HACE1 humano, de camundongo e rato (102 kDa). É uma E3 ubiquitina ligase envolvida na dinâmica da membrana do Golgi, degradação de RAC1 e defesa do hospedeiro. Ideal para pesquisa em biologia celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HACE1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SPPRS; HACE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57531
GeneID	57531
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HACE1 humano (NP_065822.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYU2
Peso Proteico	102kDa
Envio	Bolsa de gelo