

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hadh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16836

Número do item: CM0013296



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra HADH humano, validado para western blot, IHC em parafina e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para o estudo da beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HADH Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3033
GeneID	3033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-314 da HADH humana (NP_005318.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16836
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo