


Anticorpo Policlonal Anti-Hadha Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Número do item: CM0029301



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece especificamente o HADHA (TP-alpha), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA, e reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a beta-oxidação mitocondrial e o metabolismo de ácidos graxos. ~83 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] HADHA Rabbit pAb
Observações/Apelido	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Espécie	Humano
GeneID	3030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 484-763 do HADHA humano (NP_000173.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40939
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo