

Anticorpo Policlonal Anti-Hadha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40939

Número do item: CM0023346



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HADHA validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta HADHA humano e de camundongo, uma subunidade de 83 kDa da enzima trifuncional mitocondrial envolvida na beta-oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HADHA pAb Coelho
Observações/Apelido	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3030
GeneID	3030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 545-763 do HADHA humano (NP_000173.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40939
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo