


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hadha Para Wb, If/Icc, Elisa - P40939

Número do item: CM0007375



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o HADHA humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta a subunidade alfa da enzima trifuncional mitocondrial para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] HADHA mAb de Coelho
Observações/Apelido	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Espécies	Humano
ID do Gene (Humano)	3030
ID do Gene	3030
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 545-763 do HADHA humano (NP_000173.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40939
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo