


Anticorpo Monoclonal Anti-Hadhb (Coelho) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55084

Número do item: CM0012724



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra HADHB (Subunidade beta da enzima trifuncional, mitocondrial) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] HADHB Rabbit mAb
Observações/Apelido	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3032
ID do Gene	3032
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 331-474 da HADHB humana (NP_000174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55084
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo