


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Hagh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

Número do item: CM0025915



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-HAGH de alta qualidade validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta a hidroxiacilglutathione hidrolase humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de glicoxalase II em vias de desintoxicação mitocondrial e citosólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAGH Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3029
GeneID	3029
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da HAGH humana (NP_001035517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16775
Peso Proteico	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo