

Anticorpo Policlonal Anti-Hand2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P61296

Número do item: CM0026822

introdução

Anticorpo policlonal Anti-HAND2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com HAND2 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em morfogênese cardíaca e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAND2 Coelho pAb
Observações/Apelido	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9464
GeneID	9464
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61296
Peso Proteico	24 kDa
Envio	Saco de gelo