

Anticorpo Monoclonal Anti-Hao1/Gox Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Número do item: CM0006662



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta especificamente a HA01/GOX humana (2-hidroxiácido oxidase 1), uma enzima peroxissomal chave no metabolismo do glioxilato. Validado em WB, IHC-P e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HA01/GOX Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HA01/GOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54363
GeneID	54363
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da HA01/GOX humana (NP_060015.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJM8
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de Gelo