

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Hao1/Gox Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Número do item: CM0026760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HAO1/GOX (glicolato oxidase) humano para aplicações incluindo Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta HAO1 humano, de rato e camundongo. Adequado para pesquisa metabólica e de cálculos renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAO1/GOX Coelho pAb
Observações/Apelido	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HAO1/GOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54363
GeneID	54363
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJM8
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Saco de Gelo