

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hap1 Para Wb, Elisa - P54257

Número do item: CM0020691

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína associada à huntingtina humana 1 (HAP1), validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudar os papéis da HAP1 no tráfego neuronal, autofagia e doença de Huntington.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	HAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9001
GeneID	9001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da HAP1 humana (NP_817084.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54257
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo